



Anlage 08

Inhalt des Erste-Hilfe-Materials nach DIN-Norm 13157 (Stand: 2021)

Nr.	Menge	Benennung oder Bezeichnung	Ausführung und Bemerkung
1	1	Inhaltsverzeichnis	
2	1	Anleitung zur Ersten Hilfe	z.B. DRK Broschüre EH-Anleitung
3	2	Augenkompressen, 50 x 70 mm	einzel steril verpackt
4	2	Dreiecktuch DIN 13168 - D	einzel, staubgeschützt verpackt
5	4	Einmalhandschuh nach DIN EN 4554 Teile 1, 2, 3 und 4	entsprechend den Festlegungen für Pflegehandschuhe aus PVC, nahtlos, groß, staubgeschützt verpackt
6	1	Verbandskastenschere DIN 58279 – B 190	
7	2	Fixierbinde DIN 61634 – FB 6	einzel, staubgeschützt verpackt
8	2	Fixierbinde DIN 61634 – FB 8	einzel, staubgeschützt verpackt
9	2	Folienbeutel, 300 x 400 mm, Mindestfoliendicke 45µm	verschießbar, aus Polyethylen
10	1	Kälte-Sofortkompressen mind. 200 cm ²	Ohne Vorkühlung, Lagerbedingungen beachten!
11	6	Kompressen (100±5)mm x (100±5)mm *1	max. paarweise verpackt, steril, Papier nach DIN 58953-2
12	6 12	Pflastersortiment: Pflasterstrips, 19 x 72 mm Pflasterstrips, 25 x 72 mm	einzel, staubgeschützt verpackt einzel, staubgeschützt verpackt
13	1	Rettungsdecke Mindestmaße 2100 x 1600 mm, Mindestfoliendicke 12µm	dauerhaft metallisierte Polyesterfolie oder Material mit mind. gleichwertigen Eigenschaften.
14	1	Heftpflaster DIN 13019 A 5 m x 2,5 cm	Spule mit Außenschutz
15	6	Fingerkuppenverband 5 cm x 4 cm	
16	6	Fingerkuppenverband 12 cm x 2 cm	
16	1	Verbandpäckchen DIN 13151 - K	einzel steril verpackt
17	3	Verbandpäckchen DIN 13151 - M	einzel steril verpackt
18	1	Verbandpäckchen DIN 13151 - G	einzel steril verpackt



19	1	Verbandtuch DIN 13152 – A, 600x 800 mm	einzel steril verpackt
20	5	Vliesstofftuch, 200 x 300 mm	staubgeschützt verpackt
21	12	Wundschnellverband DIN 13019 E, 100 x 60 mm	staubgeschützt verpackt
22	4	Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut	
23	2	Gesichtsmaske, mind. Typ 1, nach DIN 14683	s. Anmerkung Fußnote *2

*1 Physiologisch unbedenklich, porös, Mindestsaugkapazität 800 g/m² (Wasseraufnahme geprüft nach DIN 53923, abweichend davon Angabe des Ergebnisses in g/m²).

*2 Im Kontext der PSA ist selbstverständlich im Rahmen des Infektionsschutzes auch auf die Verwendung von angemessenem Mund- und Nasenschutz FFP2, FFP3 oder OP-Masken, je nach Infektionslage und Infektionsverordnung vor Ort, zu achten. Es wird empfohlen, entsprechendes Material dem Verbandkasten beizulegen.